

Sikkerhedsdatablad**Snoop Caries Detecting Dye**

1.0 Handelsnavn og leverandør													
1.1 Handelsnavn/-betegnelse	Snoop Caries Detecting Dye												
Handelsnavn:													
1.2 Anvendelse	Dentalmateriale til brug for tandlæger.												
1.2.2 SIC	851 Sundhedsvirksomhed												
1.2.3 Brugskategori	55												
1.3 Producent													
PULPDENT Corporation	Telefon: +1 617 926-6666; Fax: +1 617-926-6262												
80 Oakland Street, P.O. Box 780	E-mail: Pulpdent@pulpdent.com												
Watertown, MA 02472 USA													
1.4 Nødtelefon	1-800-535-5053 (døgntelefon/USA)												
1.5 Autoriseret EU-repræsentant	Advena Limited												
	Tower Business Centre, 2nd Floor,												
	Tower Street,												
	Swatar, BKR 4013 Malta												
Ansvarlig person i Storbritannien	Advena Limited												
	Pure Offices, Plato Close												
	Warwick, CV34 6WE Storbritannien												
CH's bemyndigede repræsentant	MedEnvoy Switzerland												
	Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland												
2.0 Fareidentifikation													
2.1 Klassifikation													
2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	<table><tr><th>Fareklasse</th><th>Farekategori</th><th>Faresætning</th></tr><tr><td>Øjenirritation</td><td>2</td><td>H319</td></tr><tr><td>SLOT SE</td><td>3</td><td>H335</td></tr><tr><td>Hudirritation</td><td>2</td><td>H315</td></tr></table>	Fareklasse	Farekategori	Faresætning	Øjenirritation	2	H319	SLOT SE	3	H335	Hudirritation	2	H315
Fareklasse	Farekategori	Faresætning											
Øjenirritation	2	H319											
SLOT SE	3	H335											
Hudirritation	2	H315											
2.2 Mærkningselementer													
Farepiktogrammer													
													
Signalord: ADVARSEL													
Må kun anvendes af tandlæger.													
Faresætninger													
H315: Forårsager hudirritation.													
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.													
H335: specifik målorgantoksicitet (STOT), enkelt eksponering, luftveje.													
Sikkerhedssætninger:													
P261: Undgå indånding af damp.													

Sikkerhedsdatablad**Snoop Caries Detecting Dye**

P280: Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

3.0 Sammensætning			
3.1	Præparatets kemiske karakteristika	Denatureret ethylalkoholpræparat.	
3.2	Farlige indholdsstoffer		
	CAS-nummer	Identifikationsnavn	Koncentration
			Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008(CLP).
	57-55-6	Propylenglycol, USP	49.5 %
	7732-18-5	Vand	49.5 %
	-----	Farvestof	< 1.0 %
			Øjenirritation, 2 SLOT SE 3 Hudirritation 2
	-----	Emulgator	< 5.0 %
			Øjenirritation, 2 SLOT SE 3 Hudirritation 2
4.0 Førstehjælpsforanstaltninger			
4.1	Generelle bemærkninger	Ikke sundheds- eller miljøfarligt. Snoop er et farvestof, der farver bløddede og absorberende materialer. Kan forårsage let, forbigående øjenirritation. Hornhindeskader er usandsynlige. Kan forårsage let irritation af hud eller åndedrætsorganer. Vis dette sikkerhedsdatablad til medicinsk personale. Søg lægehjælp i tilfælde af tvivl.	
4.2	Efter øjenkontakt	Skyl øjnene med åbent øjenlåg i mindst 15 minutter under rindende vand. Fjern kontaktlinser efter flere minutter. Søg læge.	
4.3	Efter hudkontakt	Tag tilsmudset tøj af. Vask straks med sæbe og rindende vand. Anvend hudcreme. Søg læge, hvis irritationen varer ved.	
4.4	Efter indtagelse	S Skyl munden med vand for at minimere farvning af bløddede. Ingen akut medicinsk behandling er påkrævet.	
4.5	Efter indånding:	Flyt personen til et sted med frisk luft. Giv ilt og/eller kunstigt åndedræt, hvis det er nødvendigt. Søg læge.	
4.6	Forholdsregler for førstehjælp	Brug øjenværn og handsker.	
4.7	Oplysninger til læger		
	Symptomer	Kontakt med materialet kan forårsage let irritation i øjne, åndedrætsorganer eller huden. Hud og bløddede kan blive farvet.	
	Farer	Kan forårsage irritation.	
	Behandling	Som herover under Førstehjælpsforanstaltninger.	

Sikkerhedsdatablad**Snoop Caries Detecting Dye**

5.0	Brandbekæmpelse	
5.1	Egnede slukningsmidler	Beslutningen bør baseres på omgivende ild.
5.2	Uegnede slukningsmidler	Beslutningen bør baseres på omgivende ild.
5.3	Særlige eksponeringsfarer ved brand	Ingen
5.4	Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskabet	Ingen
6.0	Forholdsregler over for udslip ved uheld	
6.1	Personlige sikkerhedsforanstaltninger.	Materialet pletter hud og tøj. Brug handsker, laboratoriekittel og/eller forklæde og sikkerhedsbriller.
6.2	Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:	Ikke miljøfarligt. Overhold alle gældende bestemmelser.
6.3	Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning	Opsaml, eller tør spild op med papirhåndklæder eller engangsklude. Opsaml til bortskaffelse i en helt tæt plastpose eller beholder for at forhindre yderligere farvning af omgivelserne. Vask straks området med spild med alkohol eller vand og sæbe. Området kan dog være permanent misfarvet.
7.0	Håndtering og opbevaring	
7.1	Håndtering	Medicinsk udstyr. Kun til intraoral brug af uddannede tandlæger. Følg god hygiejnepraksis. Luk straks beholderen igen for at undgå spild.
7.2	Opbevaring	Opbevares tæt tillukket ved kølig stuetemperatur. Undgå ekstreme temperaturer (>27 °C (80 °F), <5 °C (40 °F)). Holdbarheden for det uåbnede produkt er tre år fra fremstillingsdatoen, forudsat korrekt opbevaring.
7.3	Særlige anvendelser	Dentalmateriale.
8.0	Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
8.1	Grænseværdier	Ikke etableret
8.2	Eksponeringskontrol	
8.2.1	Erhvervsmæssig eksponeringskontrol	Der kræves ikke specielt udstyr eller ventilation under normale anvendelsesforhold i tandlægepraksis.
8.2.1.1	Beskyttelse af åndedrætsorganer	Ingen særlige krav under normale anvendelsesforhold.
8.2.1.2	Beskyttelse af hænder	Ingen særlige krav ud over kirurgiske handsker.
8.2.1.3	Beskyttelse af øjne	Ingen andre særlige krav end beskyttelsesbriller.
8.2.1.4	Beskyttelse af hud	God personlig hygiejne, sikkerhedspraksis. Undgå kontakt med huden og efterfølgende farvning.
8.2.1.5	Andet	Øjenskyllestation skal være umiddelbart tilgængelig. Vask hænder efter anvendelse. Du må ikke spise, drikke eller ryge.
8.2.2	Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	Følg alle statslige regler.
9.0	Fysisk-kemiske egenskaber	
9.1	Egenskaber	
9.1.1	Udseende/farve/fysisk tilstand	Meget mørkeblå væske
9.1.2	Lugt	Ingen

Sikkerhedsdatablad**Snoop Caries Detecting Dye**

9.2	Vigtige sundheds-, sikkerheds- og miljøoplysninger	
9.2.1	pH	Ikke fastlagt
9.2.2	Kogepunkt	105 °C
9.2.3	Flammepunkt	Ikke relevant
9.2.4	Brændbarhed (fast, gas)	Ikke relevant
9.2.5	Eksplorative egenskaber	Ikke relevant
9.2.6	Oxiderende egenskaber	Ikke relevant
9.2.7	Damptryk	Ikke fastlagt
9.2.8	Specifik massefylde	1,060
9.2.9	Vandopløselighed	Komplet
9.2.10	Fordelingskoefficient	Ikke fastlagt
9.2.11	Viskositet	Ikke fastlagt
9.2.12	Dampdensitet	Ikke fastlagt
9.2.13	Fordampningshastighed	Ikke fastlagt
10.0	Stabilitet og reaktivitet	
10.1	Tilstande, der bør undgås	Ingen
10.2	Materialer der skal undgås	Ingen
10.3	Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen
10.4	Yderligere oplysninger	Ingen
11.0	Toksikologiske oplysninger	
11.1	Akut toksicitet	Ikke giftig ubetydelig sundhedsrisiko ved normal anvendelse i tandplejen.
11.2	Irritation og ætsning	Kan forårsage irritation/rødme i øjne, hud eller åndedrætsorganer.
11.3	Sensibilisering	Ikke relevant.
11.4	Subakut, subkronisk og længerevarende toksicitet	Ikke giftig.
11.5	Karcinogenicitet, mutagenicitet, reproduktionstoksicitet	Ikke cancerogent. Ingen mutagenicitet/reproduktionstoksicitet kendt.
11.6	Empiriske data.	Ikke tilgængelig
11.7	Kliniske erfaringer	Snoop er blevet solgt til og brugt af tandlæger over hele verden i omkring 15 år uden rapporterede problemer.
12.0	Miljøoplysninger	
12.1	Økotoksicitet	Ikke giftig. Der skal udvises den sædvanlige forsigtighed ved håndtering af kemikalier samt gældende lovgivning.
13.0	Forhold vedrørende bortskaffelse	

Sikkerhedsdatablad**Snoop Caries Detecting Dye**

13.1	Forskrifter	Afleveres til affaldsanlæg til bortskaffelse. Følg lokale og nationale forskrifter for affaldshåndtering. Produktet må ikke tømmes ud i afløb. Emballage med produktrester skal behandles som produktet.
14.0	Transportoplysninger	
14.1	UN-nummer	Ikke reguleret
14.2	Teknisk navn	Ikke relevant.
14.3	Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.4	IATA-klasse	Ikke relevant.
15.0	Oplysninger om regulering	
15.1	EU	Medicinsk udstyr klasse IIa under MDD 93/42/EEC.
15.2	US FDA	Medicinsk udstyr klasse II.
15.3	Health Canada	Medicinsk udstyr klasse II.
16.0	Andre oplysninger	
16.1	Faresætninger	H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H335: specifik målorgantoksicitet (STOT), enkelt eksponering, luftveje.
16.2	Sikkerhedssætninger:	P261: Undgå indånding af damp. P280: Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse. P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
16.3	Brugerrestriktioner	Dentalmaterialer fra pulpdent må kun sælges til og anvendes af tandlæger.
16.4	Yderligere oplysninger	Oplysningerne heri anses for at være faktiske, da de er resultatet af arbejde udført af personer, som anses for at være kvalificerede eksperter. Intet i disse oplysninger må dog ses som en garanti eller oplysning, som Pulpdent Corporation har noget juridisk ansvar for. Brugeren skal gennemse anbefalingerne med hensyn til den tilsigtede brug for at afgøre, om de er relevante.
16.5	Kilder til vigtige data	National Institute for Occupational Safety (NIOSH) Occupational Safety and Health Administration (OSHA) EUR-Lex EU-lovgivning: Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og forordning (EF) nr. 1907/2006.(REACH). Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Version 1.1; December 2011. European Chemicals Agency

Sikkerhedsdatablad

Snoop Caries Detecting Dye

16.6	Oplysninger, der er blevet tilføjet, slettet eller revideret.	Dette sikkerhedsdatablad er blevet revideret, så det opfylder kravene i GHS SDS-format, forordning (EC) nr. 1272/2008 (CLP) og (EC) nr. 1907/2006 (REACH). Specifikt er punkt 2.1, 2.2, 3.2 og 16.2 og 16.3 blevet ændret.
------	---	--
