Sikkerhedsdatablad

Version 1.0_Dansk
date of issue: 14/06/2009

1 – IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN

Produktdetaljer:

Produkt navn: **FotoSan Agent Low, FotoSan Agent Medium, FotoSan Agent High**

Producent/ repræsentant: CMS Dental
Ragnagade 7
2100 København Ø
Denmark

Telefon: 32 57 30 00
Fax: 32 57 10 23

Nødssituation: 32 57 30 00

2 – SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske karakteristika: $C_{15}H_{16}ClN_3S$ Toluidine Blue O : 0,1 mg/ml
Synonym: Tolonium chloride
CAS No: 92-31-9
EC No: 202-146-2

3 – FAREINDIKATION

Ingen specifik fare ved normal brug.

4 – FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Ved hudkontakt: Vask med rigelige mængder af vand.
- Ved øjenkontakt: Vask med rigelige mængder af vand, med øjenlåget holdt vidt åbent.

5 – BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler: Ikke brandbare

6 – FORHOLDSREGLER OVER UDSLIP VED UHELD

Personbeskyttelse: Se sektion 8
Miljøbeskyttelse: Ikke påbudt
Oprydningsmetoder: Tør op med køkkenrulle.

7 – HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Undgå at indtage føde eller drikke mens du arbejder.
Forholdsregler ved brand og eksplosion: N/A.
Opbevaring: Forsvarligt lukket. Rumtemperatur: < 25 °C.

8 – EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Hånd- og hudbeskyttelse: Brug engangshandsker.
Hygiejne foranstaltninger: Ingen ved normal brug.

Sikkerhedsdatablad

Version 1.0_Dansk
date of issue: 14/06/2009

9 – FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Form: Væske
Farve: Blå

10 – STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Denne blanding betragtes som værende stabil ved normal opbevaringsbetingelser.
Farlige nedbrydelige produkter: Ingen
Farlige reaktioner: Ingen
Materialer der skal undgås: Ingen

11 – TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Mulighed for allergi til Toluidine Blue O.

12 – MILJØOPLYSNINGER

Må ikke komme i vandet, spildevandet eller jorden.

13 – BORTSKAFFELSE

Der er ingen ensartede EU forordninger for bortskaffelse af kemikalier eller rester af kemikalier. Kemikalier regnes normalt som særlig affald. Bortskaffelse af disse er reguleret indenfor de enkelte EU landes love og regulativer.

14 – TRANSPORT OPLYSNINGER

Ingen særlige transport foranstaltniger.

15 – OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning i henhold til EU direktiver: MDD 93/42

16 – ANDRE OPLYSNINGER

Produktet anvendes udelukkede for brug i tandlægepraksis.

Dette sikkerhedsdataark er et supplement til brugsanvisningen, og erstatter ikke denne. Ovennævnte oplysninger er baseret på tilgængelige data ved udfærdigelsen og vedrører udelukkende sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af produktet.

Køberen/brugeren skal ikke desto mindre rette sig efter produktets anvisninger og dets terapeutiske brug. Såfremt han/hun ikke retter sig efter det, kan producenten ikke drages til ansvar. BEMÆRK: Bruges produktet til anden anvendelse end anbefalet, er det på brugerens egen risiko.